

Guttapercha



Anwendungsbereiche:

Guttapercha ist ein temporäres Verschlussmittel für Kavitäten, die keinem starken Kaudruck ausgesetzt sind und keine flüssigen Medikamente enthalten. Die erwärmten Stangen lassen sich leicht modellieren und eignen sich dadurch auch besonders zum Zurückdrängen von Zahnfleisch und zur provisorischen Separation von Zähnen.

Guttapercha verfügt über eine gute Abschlussdichte und ist nicht reizend.

Provisorisches Verschlussmittel in Stangen

- Leicht modellierfähig
- Gute Abschlussdichte
- Keine Reizung der Pulpa
- Problemlos zu entfernen

Zusammensetzung:

In 100g **Guttapercha** sind enthalten:

- 16,0g Guttapercha
- 81,0g Zinkoxid
- 2,4g Paraffin
- 1,2g Bienenwachs

Farbe: weiß

Verpackungseinheit	Art.-Nr.
32 g Packung	501
192 g Packung	502

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

0721-62686-0
info@favodent.com

Dentalbedarf

CE 0482

REF 5018-01 2016-06 DE