

# Steria® Spray



## Anwendungsgebiete:

**Steria® Spray** ist ein hochwertiges Reinigungs- und Pflegespray für Hand- und Winkelstücke, Turbinen und Luftmotoren. **Steria® Spray** erzeugt einen reibungs- und verschleissmindernden Schutzfilm. Es verlängert bei täglicher Anwendung die Lebensdauer Ihrer anspruchsvollen Instrumente.

## Zubehör:

5 auswechselbare Ölspray-Adapter für Turbinen, Hand- und Winkelstücke:

Der **Adapter 040** ist ein universell einsetzbarer Adapter für ISO-Schnittstelle und/oder die Winkelstückköpfe bei zahnärztlichen Handstücken (ISO 9168).

Der **Adapter 050** ist ein universal einsetzbarer Adapter für die INTRAmatic Schnittstelle bei Hand- und Winkelstücken.

Der **Adapter 060** ist ein speziell einsetzbarer Adapter für die RotoQuick Schnittstelle bei Turbinen.

Der **Adapter 070** ist ein speziell einsetzbarer Adapter für die Multiflex Schnittstelle bei Turbinen.

Der **Adapter 072** ist ein speziell einsetzbarer Adapter für die Sirona-Turbine.

Öl- und Pflegespray für alle Hand- und Winkelstücke, Turbinen und Luftmotoren.

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Verlängert die Lebensdauer der Instrumente
- Harz- und säurefrei
- Hochwertige Inhaltsstoffe
- Geeignet für Turbinen, Hand- und Winkelstücke aller Hersteller
- Sterilisationsbeständig
- Enthält keine toxischen Bestandteile
- Umweltverträglich und physiologisch unbedenklich
- Zugelassen als Medizinprodukt Klasse I

## Zusammensetzung:

Mischung aus nicht harzenden Ölen und Lösungsmitteln

Verpackungseinheit	Art.- Nr.
500 ml Spray-Dose	204
Adapter 040	040
Adapter 050	050
Adapter 060	060
Adapter 070	070
Adapter 072	072

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

+49-721 62686-0

info@favodent.com

Reinigung & Pflege

